




色谱柱: HP Amide 5um 25cm x 4.6 mm

流动相: 75 %乙腈: 25 %的水

1. 乙二醇(Ethylene glycol); 2. 甘油; 3. 赤藻糖醇; 4. 木糖醇; 5. 甘露醇; 6. 纤维醇



Breakthrough Technologies for Better Separations™

Chrom-Matrix 无锡公司

无锡市惠山区文惠路 18-1 号 邮政编码: 214174

电话: (86) -0510-83596276

传真: (86) -0510-83596176

美国免费电话: 4006768015 (4006768016, 4006768017), 分机号 8991159872

Email: yyang@chrom-matrix.com

Innovation™ HP Amide 高效亲水液相色谱柱

键合相分析数据:

技 术 参 数	参 数 范 围
B 型球形硅胶颗粒直径 (um)	3um 或 5um
孔径 (Å)	100
表面积(m ² /g)	450
重金属含量 (ppm)	<5
实用 pH 值范围	2 - 8
碳含量(%)	27%
硅烷泄漏*	无
USP Code	N/A
100%水相条件下使用	
*LC-MS Q1 测试	

N/A: 尚未确定

产品特征:

(1) Innovation™ HP Amide 是一个最重要的亲水键合相。它非常稳定, 非常可靠, 键合产品批次之间的差别小于 3%。几乎所有的化合物都能够获得对称峰形。键合相没有泄漏!

(2) Innovation™ HP Amide 适用范围非常广泛, 几乎所有的化合物如酸性, 中性, 碱性, 两性小分子化合物, 单糖, 聚糖(glycans), 低聚糖(oligosaccharide), 多肽等都能使用 Innovation™ HP Amide 色谱柱分离分析。

(3) Innovation™ HP Amide 是一个极性聚酰胺键合相, 5um Innovation™ HP Amide 色谱柱柱效超过五万理论塔板每米。



Breakthrough Technologies for Better Separations™

Chrom-Matrix 无锡公司

无锡市惠山区文惠路 18-1 号 邮政编码: 214174

电话: (86) -0510-83596276

传真: (86) -0510-83596176

美国免费电话: 4006768015 (4006768016, 4006768017), 分机号 8991159872

Email: yyang@chrom-matrix.com

Innovation™ 5um Innovation™ HP Amide 色谱柱编号:

颗粒大小	规格	编号
5um	5cm x 4.6mm	1754605-U
5um	10cm x 4.6mm	1754610-U
5um	15cm x 4.6mm	1754615-U
5um	25cm x 4.6mm	1754625-U
5um	5cm x 2.1mm	1752105-U
5um	10cm x 2.1mm	1752110-U
5um	15cm x 2.1mm	1752115-U
5um	25cm x 2.1mm	1752125-U
5um	5cm x 3.0mm	1753005-U
5um	10cm x 3.0mm	1753010-U



Breakthrough Technologies for Better Separations™

Chrom-Matrix 无锡公司

无锡市惠山区文惠路 18-1 号 邮政编码: 214174

电话: (86) -0510-83596276

传真: (86) -0510-83596176

美国免费电话: 4006768015 (4006768016, 4006768017), 分机号 8991159872

Email: yyang@chrom-matrix.com